

Productfiche

Veilig zittend positioneren



Daarnaast zijn er hulpmiddelen die ervoor zorgen dat een persoon op een veilige manier kan blijven zitten, zodat vermeden wordt dat hij/zij door ongecontroleerde bewegingen zijn/haar evenwicht verliest of dat men zich kwetst bij het willen verlaten van zetel of rolstoel wanneer men hiervoor niet meer over de juiste fysieke en psychische capaciteiten beschikt. Rekening houdend met de mate van autonomie en zelfcontrole waarover de persoon in kwestie nog beschikt, kunnen dan meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. De gordels kunnen in functie van de wijze waarop of de situatie waarin ze moeten worden ingezet, uitgerust zijn met een klikgesp of een mechanisch of magnetisch slot.

Universele elastische riem | Guardy©

Deze universele elastische riem vergemakkelijkt het correct positioneren van de romp of benen. Dankzij de zelfklevende sluit-structuur kan de riem ingezet worden bij verschillende omtrekken en toepassingen.

- Zelfstandig gebruik
- Duurzame neopreen
- Makkelijke aanpasbare hoogwaardige velcrosluiting
- Bruikbaar op alle rolstoelen
- Wasbaar op 35°C



Referenties:

Referentie	Omschrijving
ADUR	Guardy© Universele elastische riem 7,5 x 150 cm

Specificaties:

neopreen
7,5 x 150 cm