

## Productfiche

### Veilig zittend positioneren



Daarnaast zijn er hulpmiddelen die ervoor zorgen dat een persoon op een veilige manier kan blijven zitten, zodat vermeden wordt dat hij/zij door ongecontroleerde bewegingen zijn/haar evenwicht verliest of dat men zich kwetst bij het willen verlaten van zetel of rolstoel wanneer men hiervoor niet meer over de juiste fysieke en psychische capaciteiten beschikt. Rekening houdend met de mate van autonomie en zelfcontrole waarover de persoon in kwestie nog beschikt, kunnen dan meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. De gordels kunnen in functie van de wijze waarop of de situatie waarin ze moeten worden ingezet, uitgerust zijn met een klikgesp of een mechanisch of magnetisch slot.

### Buikgordel | Safebelt©

De buikgordel zit rond de buik en de leuning van de stoel/zetel en voorkomt dat de patiënt rechtstaat vanuit zittende positie terwijl een zekere bewegingsvrijheid mogelijk is.



- Vervaardigd uit sterk nylon langs de buitenkant.
- Fluweelzachte, gewatteerde stof langs met antislip eigenschappen langs de binnenkant.
- Gordels met een bepaalde stijfheid waardoor ze niet insnijden.
- 3-tandslot bevestigd aan de achterkant.
- Gordellengte is instelbaar, tot 180 cm.
- Wasbaar op 90°C.

### Referenties:

Referentie	Omschrijving
ATVGM	Buikgordel SafeBelt© met klikgesp