

Productfiche

Veilig liggend positioneren



Daarnaast zijn er hulpmiddelen die ervoor zorgen dat een persoon op een veilige manier kan blijven zitten, zodat vermeden wordt dat hij/zij door ongecontroleerde bewegingen zijn/haar evenwicht verliest of dat men zich kwetst bij het willen verlaten van zetel of rolstoel wanneer men hiervoor niet meer over de juiste fysieke en psychische capaciteiten beschikt. Rekening houdend met de mate van autonomie en zelfcontrole waarover de persoon in kwestie nog beschikt, kunnen dan meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. De gordels kunnen in functie van de wijze waarop of de situatie waarin ze moeten worden ingezet, uitgerust zijn met een klikgesp of een mechanisch of magnetisch slot.

Pols- en enkelgordel | SafeBelt®

Deze gordel wordt gebruikt om pols of enkel aan het bedframe vast te maken. Afhankelijk van de manier van aanbrengen, is er meer of minder bewegingsvrijheid mogelijk.

- Fluweelzacht aan de binnenkant
- Zeer comfortabel (snijden niet in)
- Sluiten met dubbele velcro om pols of enkel, met klikgesp aan frame
- Verlengstukken mogelijk
- Wasbaar op 90°C



Deze gordels worden geleverd per paar.

Referenties:

Referentie	Omschrijving
ATVEN	Enkelband (volwassenen)
ATVPO	Polsband (volwassenen), per paar

Specificaties:

- Vervaardigd uit sterk nylon langs de buitenkant.
- Fluweelzachte, gewatteerde stof langs met antislapeigenschappen langs de binnenkant.
- Gordels met een bepaalde stijfheid waardoor ze niet insnijden.
- Wasbaar op 90°C.