

Productfiche

Veilig liggend positioneren



Daarnaast zijn er hulpmiddelen die ervoor zorgen dat een persoon op een veilige manier kan blijven zitten, zodat vermeden wordt dat hij/zij door ongecontroleerde bewegingen zijn/haar evenwicht verliest of dat men zich kwetst bij het willen verlaten van zetel of rolstoel wanneer men hiervoor niet meer over de juiste fysieke en psychische capaciteiten beschikt. Rekening houdend met de mate van autonomie en zelfcontrole waarover de persoon in kwestie nog beschikt, kunnen dan meer of minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. De gordels kunnen in functie van de wijze waarop of de situatie waarin ze moeten worden ingezet, uitgerust zijn met een klikgesp of een mechanisch of magnetisch slot.

Pols- en enkel gordel | Guardy©

Met deze polsgordel aan bed kan de polsbeweging in min of meerdere mate beperkt worden. Deze polsgordel wordt rechtstreeks aan het bed bevestigd. De combinatie van de velcro en de gesp zorgt voor een gemakkelijke en aanpasbare fixatie.



Referenties:

Referentie	Omschrijving
A1EGB	Guardy© enkelgordel (stuk)
A1PGB	Guardy© polsgordel (stuk)

Specificaties:

- Gemaakt van recycleerbaar polypropyleen.
- Binnenkant is voorzien van een zachte padding, wat voor extra comfort zorgt.
- Wasbaar op 35 °C.