



# Hand-Fix



## Hand-Fix 17

Appliquer la manchette sur le poignet ou l'articulation du pied de l'enfant et fixer à l'aide de la fermeture à Velcro®.



Faire passer les bandes dans l'oeillet sur la fermeture à Velcro®, afin de recouvrir la même.



Fixer les bandes au lit ou attacher autour de la jambe de l'enfant. L'utilisation de l'oeillet réduit les forces de traction agissant sur la fermeture.



## Hand-Fix 12

Les bandes sont fixées autour de la jambe du bébé; le bébé peut ainsi être porté et tenu.



## Hand-Fix 25

offre au patient une sécurisation indolore et douce des mesures de support vital.



## Hand-Fix 25

est une fixation fiable, protégeant la peau sensible grâce au confort des matériaux.