

TuBo-Grip^{kleefvrij}

Tweedelige fixatieband voor Endotracheale Tubes

TuBo-Grip is een fixatieband voor endotracheale tubes, geschikt voor volwassenen en kinderen. De siliconen laag op het elastiek wordt om de tube gewikkeld en zorgt voor een stabiele fixatie, zelf als de tube nat wordt. De fixatieband is van extra zacht materiaal en zeer comfortabel voor de gevoelige huid. **TuBo-Grip** bestaat uit twee delen, een band voor in de nek en een voor de tubefixatie.



TuBo-Grip bestaat uit een nekband en een midden deel.

De nekband is beschikbaar in twee maten:

TuBo-Grip compleet	REF 20 - 50	nekband + midden deel
TuBo-Grip compleet extra lang	REF 20 - 51	nekband extra lang + midden deel
TuBo-Grip nekband	REF 20 - 52	lengte 32 cm, breedte 2,5 cm
TuBo-Grip nekband extra lang	REF 20 - 53	lengte 47 cm, breedte 2,5 cm
TuBo-Grip midden deel	REF 20 - 55	lengte 33 cm, breedte 1,8 cm
Novo-San	REF 20 - 80	120 doekjes per dispenser

Desinfectans om de tube te reinigen met **Novo-San** voor een optimale grip van de siliconenlaag op de tube.

Extra, **TuBo-Grip** is ook beschikbaar als set inclusief een Bijt blok **TuBo-Guard**.
Neem contact met ons op.

VOORDELEN

	Patiënt	Verpleging	Inkoop	
veilig, snel en eenvoudige werkwijze	●	●		
veilig – uiterst stabiele fixatie door de siliconenlaag en elastische band	●	●		
kleefvrij – ideaal voor patiënten met een baardof gevoelige huis	●	●	●	
latex vrij en hypoallergeen, bacterieel neutraal, bescherming tegen decubitus	●	●	●	
stabiel bij elke afmeting -ideaal voor langdurig gebruik bij grote maten	●	●		
licht absorberend – geen functieverlies, eenvoudig aan te passen	●	●		☒ = do not reuse
individueel op maat te maken – past bij alle patiënten	●	●	●	☒ = latex-free
ook geschikt voor dubbel lumen tubes en larynxmaskers		●	●	☀ = keep away from sunlight
sterilisatie is mogelijk b.v. door stoom bij 134 °C	●	●	●	☂ = keep dry
economisch geprijsd – middenstuk, fixatieband kan langer gebruikt worde	●	●	●	☒ = consult instruction for use
Made in Germany	●	●	●	CE Made in Germany

TuBo-Grip^{kleefvrij}

Gebruiksaanwijzing



Als u de fixatie wisselt: Maak vooraf de tube schoon met **Novo-San**. Plaats de nekband in de nek van de patiënt, plaats de band met een uiteinde over het oor en de andere onder het oor.



Plaats een deel van de elastische band met de siliconenlaag naar boven op de tube.



Draai de elastische band (trek deze licht aan) eenmaal om tube.



Draai de elastische band vervolgens nogmaals om de tube (blijf deze licht trekken aan de band) zodat de elastische band de tube aan de onderzijde kruist.



Het elastiek is voldoende aangetrokken als dit elastische deel in zijn geheel om de tube valt. De zachte band ligt nu met het witte deel op de huid en het geheel in de hoek van mond.



Bevestig de uiteinden van het midden deel onder licht aantrekken aan het nekdeel met behulp van de Velcro® strips. Fixatie in de eindpositie.