

Elévateur de bain Petermann Modèle standard



Le lève-personne de bain **est une sorte de chaise qui monte et descend automatiquement dans le bain**. Les personnes âgées ou les personnes handicapées peuvent à nouveau se baigner en tout confort et très relax.

Le Badlift Petermann va **dans n'importe quelle baignoire**. Le **dossier est inclinable** de façon que l'utilisateur puisse choisir s'il veut que son dos reste droit ou incliné d'une façon très relaxe. Le Badlift Petermann est **très stable et solide** (chassis en inox). Il peut être **rangé en une pièce** et il **est très compact**. Il y a **10 ans de garantie** sur toutes les parties mécaniques, 3 ans sur l'électronique et le moteur.

Charge max. autorisé de **170 kg**.

références

PM48

PM48GS

PM58

PM48B

description

Modèle standard

À l'aide du disque glissant intégré, il **est très facile de faire le transfert du bord de la baignoire vers le milieu du lève-personne de bain**, et vice versa.

Modèle plus haut. Le modèle standard atteint déjà une hauteur de 48 cm. Ce modèle-ci a **une hauteur de max. 58 cm**.

Modèle plus large: Si votre baignoire est très large, on vous fait **un lève-personne de bain plus large sur mesure**, qui va dans votre baignoire. Donnez-nous les dimensions A, B et C (voir plus bas)



PM48, PM58, PM48B



PM48GS



Confort



Espace pour les jambes



Léger



Hygiénique



Compact

page 2/3

© metra - 6/5/2010 - sous réserve de modifications potentielles.

♦ METRA ♦ Jan Samijnstraat 25 ♦ B-9050 Gent ♦ België ♦ T +32 (0)9 227 71 74 ♦ F +32 (0)9 227 02 80 ♦
♦ e-mail: info@metra.be ♦ http://www.metra.be ♦
♦ btw BE 0458.474 359 ♦ RPR Gent ♦ KBC 446-4672911-76 ♦ BIC KREDBEBB ♦ IBAN BE91 4464 6729 1176 ♦



Commande simple.

Les rabats couvrent l'espace entre le siège et le bord de la baignoire.



Le dossier est réglable. Il peut rester vertical ou s'incliner lentement lors de la descente dans la baignoire et se redresser lors de la remontée.



Des ventouses recouvrent les pieds du lève-personne pour mieux protéger votre baignoire. Elles se détachent facilement en basculant l'élévateur.

