

Drap de transfert en 2 parties 4WayGlide

Ce drap de transfert est composé de 2 parties : la partie supérieure est molletonnée (avec doublure), la partie inférieure est glissante et fixée au matelas. Le 4WayGlide reste dans le lit sous le patient ; il n'est donc plus nécessaire de le placer, de le retirer et de le replacer.

- + Combinaison de douceur et de capacité de glisse exceptionnelle
- + Convient aux patients obèses + Convient aux patients avec points de pression
- + Redressement, changement de position ou transfert hors du lit ou vers le lit
- + Peut s'utiliser sur un matelas anti-escarres
- + 200 kg max

Description

Référence	Description
4WGO	4WayGlide Nylonsheet (drap de base avec élastiques aux coins) Système de verrouillage et côtés antidérapants, 205 x 85 cm
4WGOL	4WayGlide Nylonsheet (drap de base avec élastiques aux coins) Système de verrouillage et côtés antidérapants, pour matelas extra large 100-120 cm, 205 x 110 cm
4WGBLL	4WayGlide Mattress (alèse) pour matelas extra large 100-120 cm, 200 x 180 cm
4WGBL	4WayGlide Mattress (alèse), 210 x 140 cm
4WGBLIN	TwinSheet 4Glide Pad long (inco) (alèse), 210 x 140 cm
4WG4309	Drap de transfert 4WayGlide standard set: 1x 4WayGlide Nylonsheet drap de base (4WGO) 1x 4WayGlide Mattress alèse (4WGBL)
4WG4317	Drap de transfert 4Way inco set 1x 4WayGlide Nylonsheet basislaken (4WGO) 1x TwinSheet 4Glide Pad long (inco) (4WGBLIN)



