

Le matelas d'évacuation permet une évacuation rapide et sûre des personnes alitées. Il est placé sous le matelas d'un lit et y reste en permanence. En cas d'évacuation d'une personne alitée, les 2 sangles sur le matelas seront bouclées de manière que le matelas du lit forme un cocon protecteur autour du patient. Les secouristes utilisent les ceintures d'évacuation aux deux extrémités du matelas d'évacuation pour déplacer le patient en position allongée du lit au sol et dans les escaliers jusqu'à ce qu'il soit en sécurité.

Description

Référence

EVACMS

EVACM

Description

Alaise d'évacuation blanche Tissu polyester enduit de PVC, avec ouvertures d'aération, sans latex 200x87 cm, 1710g

Tapis d'évacuation 100 x 205 cm, Polyester à revêtement en PVC

