

Pour une meilleure position assise en chaise ou en fauteuil roulant

Grâce au tapis de glisse OneWaySlide, vous pouvez aider une personne à adopter une position plus confortable et plus stable dans une chaise ou un fauteuil roulant.

Le tapis glisse facilement vers l'arrière, tout en bloquant les mouvements vers l'avant. Cela empêche l'utilisateur de glisser vers l'avant dans le siège et favorise une posture correcte et sécurisée.

Le OneWaySlide est disponible en deux versions :

- + Avec poignées, permettant au soignant de repositionner facilement la personne d'un simple geste.
- + Sans poignées, en version continue, idéale pour les utilisateurs plus actifs qui peuvent participer davantage au repositionnement.

Caractéristiques du tapis de glisse OneWaySlide:

- + Surface douce et matelassée pour un confort optimal ;
- + Empêche l'utilisateur de glisser vers l'avant ;
- + Disponible sans poignées et en version continue pour les utilisateurs actifs ;
- + Disponible avec poignées pour les personnes nécessitant davantage d'assistance ;

Fabriqué en polyester et polyéthylène, avec application du matériau unique Ultra Low Friction (ULF) pour une glisse optimale ;

Peut être fixé au fauteuil roulant à l'aide de sangles.

Le OneWaySlide offre une solution simple et efficace pour améliorer le confort, la sécurité et l'ergonomie au quotidien.

## Description

Référence	Description
OWSS	OneWaySlide 50 x 40 cm
OWS	OneWaySlide 50 x 45 cm
OWS13040	OneWaySlide 130 x 40 cm, 6 poignées

## Caractéristiques

Lavable à 80°C



alt image not found or type unknown

