

La fixation rapide des chevilles au lit Care'Save est utilisée en situation d'urgence. La sangle est fixée au cadre de lit au moyen de deux serrures magnétiques. Deux fixations pour les chevilles sont fournies sur cette ceinture. Veillez à que les serrures magnétiques/la goupille soient déjà prêtes sur la fixation pour cheville afin de pouvoir les fermer immédiatement lorsque la cheville du patient est placée dessus.

4 serrures et 1 clé sont nécessaires pour cette ceinture (non inclus).

Description

Référence

CSSFB

CSMSLOT

CSMSLEUT

Description

Care'Save Fixation express des chevilles au lit, serrures exclues - 10-30 cm

Care'Save serrure magnétique - vert

Care'Save clé magnétique - vert

Caractéristiques

- Textiles traités 'Feu Retardant'.
- Lavable à 90 °C et désinfection au chlore.
- Disponible avec une fermeture magnétique ou mécanique.
- Les fermetures sont faciles à ouvrir.
- Fabriqué en polyester, très résistant aux souillures, reste souple.
- Textile rassurant par une perception douce à toucher.
- Des marquages avec modèle et taille intégrés pour un usage facilité.
- Boucles et œillets inoxydables.

Accessoires



