

La sangle Lowzone a été conçue pour les patients à mobilité active, c'est-à-dire ceux qui peuvent se mettre debout en utilisant un lèvepersonne appelé aussi verticalisateur. Ils doivent donc être en mesure de se mettre debout.

La sangle Lowzone est fabriquée en mousse de polyuréthane qui permet une répartition optimale de la pression lorsque la personne se lève. Un autre avantage de la mousse de polyuréthane est qu'elle permet de réguler l'humidité. La housse est fabriquée en tissu polaire doux. Celui-ci est confortable et lavable.

L'utilisateur place la sangle Lowzone sur le bas du dos afin que la sangle lui procure un soutien confortable lorsqu'il se lève.

La sangle Lowzone est facile à placer par le soignant.

Sangle Lowzone : sangle qui régule l'humidité et répartit idéalement la pression.

+ mousse de caoutchouc pour une répartition optimale de la pression

+ housse douce et confortable en polaire

+ deux longueurs disponibles

+ choix entre les iQ-clips classiques ou les S-clips sans supplément (les S-clips ne sont pas des produits de stock)

## Description

### Référence

TQLZ

### Description

Sangle Lowzone de 106 cm, mousse de polyuréthane avec housse en polaire et clips iQ

