

# Cale de soutien pour patient allongé sur le côté

Ce coussin en forme de cale est utilisé pour stabiliser un patient allongé sur le côté. Il est souvent utilisé avec un coussin de transfert (par ex. le 4Way Glide) pour placer le patient dans une position latérale stable après le transfert. Les deux côtés ont un angle d'inclinaison différent, de manière à obtenir un positionnement optimal dans chaque situation. Grâce à sa forme, cette cale de soutien peut aussi être utilisée pour permettre aux patients à mobilité réduite de se rehausser eux-mêmes dans le lit en poussant sur les jambes. Fabriqué en mousse ignifuge et pourvu d'une housse antidérapante. Housse lavable à max. 80 °C.

## Description

### Référence

SWZL

### Description

Support dorsal/coussin en cale antidérapant - 30x80x20 cm

