## **Brassard**



Utilisé lors d'opérations chirurgicales pour éviter les dommages causés par la pression sur le nerf radial et le nerf cubital. Facile à installer et à retirer avec la fermeture velcro. Fabriqué en mousse PU de haute densité.

## **Description**

Référence	Description
-----------	-------------

B-AMS-K Brassard bleu en similicuir (enfant) - 9x20 cm

B-AML-K Brassard pour bras bleu en similicuir (adulte) - 11x25 cm





Jan Samijnstraat 25 905

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be