

EasyGlide pour les transferts du fauteuil roulant au lit, aux toilettes, au siège auto et à toutes sortes d'autres positions assises. Particulièrement adapté pour éliminer les différences de hauteur et combler de courtes distances.

Les EasyGlide Mini sont utilisés par paires pour permettre au patient de s'asseoir plus facilement dans le fauteuil. La taille plus petite facilite le placement de la planche de transfert sous les fesses du patient. En raison de la friction réduite sous les fesses, le patient peut être aidé indépendamment ou avec une aide dans le dossier du fauteuil.

EasyGlide Oval est une planche coulissante ovale qui est utilisée pour les transferts couchées d'un lit à l'autre, mais aussi pour se positionner plus haut dans le lit. EasyGlide Oval est également idéal pour appliquer des sangles pour lève-personnes au lit ou au fauteuil et est facile à nettoyer.

Description

Référence

TPEG6033
TPEG7533
TPEG6025
TPEG4520
TPEGMINI
TPEG8539

Description

Planche de transfert EasyGlide 3-parties (pièce), 60 x 33 cm
Planche de transfert EasyGlide 3-parties (pièce), 75 x 33 cm
Planche de transfert EasyGlide (pièce), 60 x 25 cm
Planche de transfert EasyGlide (pièce), 45 x 20 cm
Planche de transfert EasyGlide Mini (pair), 45 x 20 cm
Planche de transfert EasyGlide Oval (pièce), 85 x 39 cm

