

Film de plastique protégé:

Ce film en plastique est utilisé autour la housse rouge du planche de la transfert VISION, pour protéger contre toutes contaminations.

Art. TBV18050DH disponible jusqu'à la fin du stock

Article remplaçant est TBV18055DH

PEM disposable housse:

Cette housse disposable est utilisée au lieu de la housse rouge sur la planche de transfert VISION. Cette housse est disposable et SPU (Single Patient Use).

Pour le film de plastique et la housse PEM, une étrier de montage est disponible.

Ainsi pour les planches de transfert Vision, il existe un collier de fixation au mur.

Description

Référence	Description
TBV8545H	Housse rouge de rechange pour TBV8545, 85 x 45 cm
TBV9550H	Housse rouge de rechange pour TBV9550(V), 95 x 50 cm
TBV18050HR	Housse rouge de rechange pour TBV18050R, 180 x 50 cm
TBV9055DH	Feuille de protection perforée en rouleau, 90x54,5 cm, 110 pièces pour TBV9550V et TBV9550
TBV18050DH	Feuille de protection perforée en rouleau, 180x52 cm, 60 pièces pour TBV18050R
TBV18055DH	Feuille de protection perforée en rouleau, 180x54,5 cm, 55 pièces pour TBV18050R
TBV9055PH	Housse PEM jetable en rouleau 100 m pour TBV9550V et TBV9550, 100 m x 50 cm
TBV15060PH	PEM housse disposable pour TBV15060R 160 x 61 cm 70 pièces (perforée) sur rouleau
TBV18050PH	Housse PEM jetable en rouleau 100 m pour TBV18050R, 100 m x 60 cm
TBVDHWR	Support mural pour Vision PEM ou rouleau de feuille de protection, 46 x 70 x 18 cm
TBVWR	Support mural pour planche de transfert Vision, 75 x 45 x 9 cm

Caractéristiques



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be