

Ceinture de transfert One Man Sling

Avec la OneManSling, une seule personne suffit pour redresser un patient dans son lit. Attachez la ceinture OneManSling sur la tête du lit au moyen de la boucle et redressez le patient dans son lit avec un minimum d'effort. Pour limiter les frottements, utilisez la ceinture en combinaison avec un drap de transfert.

- + Aide à redresser un patient dans son lit
- + Aide à ramener les jambes dans et hors du lit
- + 150 kg max

Description

Référence

OMS

Description

Ceinture de transfert OneManSling, 300 x 7,5 cm (longueur x largeur)

