

Cette ceinture est utilisée pour positionner le patient sur une chaise, un siège ou un fauteuil roulant. Veille à ce que le patient ne tombe pas en avant ou ne glisse pas vers le bas. La ceinture abdominale et de maintien pelvien Care'Save est placée autour du patient avec un passant qui revient vers l'avant et est pourvue d'une serrure magnétique. Le passant est fixé à l'arrière de la ceinture abdominale et est facilement amovible/remplaçable. La ceinture abdominale et de maintien pelvien Care'Save se fixe autour du dossier au moyen d'une serrure magnétique.

- + Polyester, boucles et œillets en acier inoxydable
- + Tissu très confortable au toucher
- + Grande facilité d'utilisation grâce aux étiquettes intégrées
- + Coutures renforcées
- + Tissu ignifuge
- + Désinfection thermique et chimique possible
- + Adaptable au niveau de protection souhaité
- + Disponibles en différentes tailles
- + Peut être désinfecté au chlore

2 serrures et 1 clé sont nécessaires pour cette ceinture (non inclus)

Description

Référence	Description
CSBGSS	Care'Save Ceinture abdominale et pelvienne Small - 45-85 cm Position assise - Clés et serrures exclues
CSBGSM	Care'Save Ceinture abdominale et pelvienne chaise - Medium - 70-118 cm - Clés (1) et serrures (2) exclues
CSBGSL	Care'Save Ceinture abdominale et pelvienne Large - 94-158 cm Position assise - Clés (2) et serrures (1) exclues
CSMSLOT	Care'Save serrure magnétique - vert
CSMSLEUT	Care'Save clé magnétique - vert

Caractéristiques

- Textiles traités 'Feu Retardant'.
- Lavable à 90 °C et désinfection au chlore.
- Disponible avec une fermeture magnétique ou mécanique.
- Les fermetures sont faciles à ouvrir.
- Fabriqué en polyester, très résistant aux souillures, reste souple.
- Textile rassurant par une perception douce à toucher.
- Des marquages avec modèle et taille intégrés pour un usage facilité.
- Boucles et œillets inoxydables.

Accessoires

