

Le harnais thoracique Care'Save évite que le patient tombe vers l'avant. Il empêche également le patient de se détacher de la ceinture abdominale et de maintien pelvien Care'Save. Cette ceinture peut uniquement être utilisée avec la ceinture abdominale et de maintien pelvien Care'Save.

- + Polyester, boucles et œillets en acier inoxydable
- + Tissu très confortable au toucher
- + Grande facilité d'utilisation grâce aux étiquettes intégrées
- + Coutures renforcées
- + Tissu ignifuge
- + Désinfection thermique et chimique possible
- + Adaptable au niveau de protection souhaité
- + Peut être désinfecté au chlore

On peut utiliser les serrures et la clé de la ceinture abdominale et de maintien pelvien Care'Save.

Description

Référence

CSTGS


Description

Care'Save Harnais thoracique, utilisable uniquement avec la Ceinture abdominale et pelvienne Care'Save susmentionnée - 20-50 cm

Caractéristiques

- Textiles traités 'Feu Retardant'.
- Lavable à 90 °C et désinfection au chlore
- Disponible avec une fermeture magnétique ou mécanique.
- Les fermetures sont faciles à ouvrir.
- Fabriqué en polyester, très résistant aux souillures, reste souple.
- Textile rassurant par une perception douce à toucher.
- Des marquages avec modèle et taille intégrés pour un usage facilité.
- Boucles et œillets inoxydables.

Accessoires



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be