

Apporte un soutien en position assise. Le gilet de fixation du bassin se base sur le gilet de fixation et forme une « culotte » avec la sangle supplémentaire entre les jambes. Cela empêche le patient de glisser vers le bas de sa chaise/ son fauteuil.

- + Tissu ouaté ou maille polyamide (matière respirante)
- + Fermeture à l'arrière du dossier par boucle à clips ou serrure magnétique
- + Avec ou sans partie pelvienne
- + Version plus échancrée disponible (low-cut)
- + Disponibles en différentes tailles

Description

Référence

ADFV/M

ADFV/L

ADFVM/M

ADFVM/L

ADFVA/M

ADFVA/L

ADFVB/M

ADFVB/L

ADFVBM/M

ADFVBM/L

ADFVBL/M

ADFVBL/L

Description

Gilet de fixation matelassé avec boucle à clips - 60-95 cm / M

V Gilet de fixation matelassé avec boucle à clips - 90 - 135 cm / L

Gilet de fixation matelassé avec serrure magnétique (2 serrures/1 clé) - 60-95 cm / M

Gilet de fixation matelassé avec serrure magnétique (2 serrures/1 clé) - 90 - 135 cm / L

Gilet de fixation en maille polyamide avec boucle à clips - 60-95 cm / M

Gilet de fixation en maille polyamide avec boucle à clips - 90 - 135 cm / L

Gilet de fixation du bassin avec boucle à clips - 60-95 cm / M

Gilet de fixation du bassin avec boucle à clips - 90 - 135 cm / L

Gilet de fixation du bassin avec serrure magnétique (2 serrures/1 clé) - 60-95 cm / M

Gilet de fixation du bassin avec serrure magnétique (2 serrures/1 clé) - 90 - 135 cm / L

Gilet de fixation low cut 60-95 cm / M

Gilet de fixation low cut - 90 - 135 cm / L



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be