

Cette ceinture est fixée sur le matelas au cadre du lit au moyen de 2 serrures magnétiques. La fixation universelle de poignet et de cheville Care'Save peut y être attachée. Pour éviter que le patient ne tire la ceinture transversale Care'Save vers le haut, celle-ci peut être fixée à l'aide d'une rallonge universelle Care'Save.

2 serrures et 1 clé sont nécessaires pour cette ceinture (non inclus).

## Description

### Référence

AIEGB

CSDGB

CSMSLOT

CSMSLEUT

### Description

Ceinture cheville avec boucle et velcro / pièce

Care'Save Ceinture transversale pour CSPEGB, serrures exclues - 200cm

Care'Save serrure magnétique - vert

Care'Save clé magnétique - vert

## Caractéristiques

- Fabriqué en propylène recyclable. - L'intérieur est rembourré pour offrir plus de confort. - Lavable à 35 °C.

