

Cette sangle est utilisée pour fixer le poignet ou la cheville au cadre du lit. Selon la manière de la fixer, la liberté de mouvement est plus ou moins restreinte. Pour la fixation du poignet, cette sangle peut également être attachée à la ceinture abdominale et de maintien pelvien Care'Save. L'utilisation de la ceinture transversale au lit offre une alternative à la fixation de la cheville. Pour mieux fixer la ceinture transversale au lit, la rallonge universelle peut être utilisée. L'association de la fermeture velcro, de la boucle et de la serrure de sécurité renforce la sécurité.

- + Polyester, boucles et œillets en acier inoxydable
- + Tissu très confortable au toucher
- + Grande facilité d'utilisation grâce aux étiquettes intégrées
- + Coutures renforcées
- + Tissu ignifuge
- + Désinfection thermique et chimique possible
- + Adaptable au niveau de protection souhaité
- + Avec serrures magnétiques ou mécaniques
- + Peut être désinfecté au chlore

2 serrures et 1 clé sont nécessaires pour cette ceinture (non inclus).

Description

Référence	Description
CSPGB	Care'Save Ceinture poignets à la Ceinture abdominale et pelvienne/paire, 10-30 cm Serrures (2)/clés (1) exclues
CSPEGB	Care'Save Ceinture universelle poignets/ chevilles au cadre du lit ou à la ceinture transversale - paire (5-40) cm Serrures/clés exclues
CSDGB	Care'Save Ceinture transversale pour CSPEGB, serrures exclues - 200cm
CSMSLOT	Care'Save serrure magnétique - vert
CSMSLEUT	Care'Save clé magnétique - vert

Caractéristiques

- Textiles traités 'Feu Retardant'. - Lavable à 90 °C et désinfection au chlore. - Disponible avec une fermeture magnétique ou mécanique. - Les fermetures sont faciles à ouvrir. - Fabriqué en polyester, très résistant aux souillures, reste souple. - Textile rassurant par une perception douce à toucher. - Des marquages avec modèle et taille intégrés pour un usage facilité. - Boucles et œillets inoxydables.

Accessoires



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 7174

info@metra.be

www.metra.be