

Ceinture abdominale et de maintien pelvien care'Save avec



Cette ceinture abdominale et de maintien pelvien fait en sorte que le patient ne puisse pas glisser vers le bas du lit. Cette ceinture se compose d'une large sangle abdominale et d'une section supplémentaire entre les jambes qui se fixe à l'avant avec une serrure magnétique. Le passant est fixé à l'arrière de la ceinture abdominale et est facilement amovible/remplaçable.

Les deux sangles latérales attachés à la ceinture abdominale permettent ou évitent au patient de se tourner. La ceinture abdominale et de maintien pelvien Care'Save est fixée au sommier au moyen de deux serrures magnétiques.

3 serrures et 2 clés sont nécessaires pour cette ceinture (non inclus).

Description

Référence	Description
CSBGBXS	Care'Save Ceinture abdominale et pelvienne + bandes latérales - Small - 45-85 cm - clés/serrures exclues
CSVBG	Care'Save Ceinture remplaçable pelvienne -129 cm
CSBGBXM	Care'Save Ceinture abdominale et pelvienne + bandes latérales - Medium - 70-118 cm - clés/serrures exclues
CSBGBXL	Care'Save Ceinture abdominale et pelvienne + bandes latérales - Large - 94-158 cm -clés/serrures exclues
CSMSLOT	Care'Save serrure magnétique - vert
CSMSLEUT	Care'Save clé magnétique - vert

Caractéristiques

- Textiles traités 'Feu Retardant'. - Lavable à 90 °C et désinfection au chlore - Disponible avec une fermeture magnétique ou mécanique - Les fermetures sont faciles à ouvrir - Fabriqué en polyester, très résistant aux souillures, reste souple. - Textile rassurant par une perception douce à toucher. - Des marquages avec modèle et taille intégrés pour un usage facilité. - Boucles et œillets inoxydables.



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be