

Cette ceinture abdominale et de maintien pelvien fait en sorte que le patient ne puisse pas se déplacer hors du lit ou glisser vers le bas du lit. Cette ceinture se compose d'une large sangle abdominale et d'une section supplémentaire entre les jambes qui se fixe à l'avant avec une serrure magnétique autour du patient. Le passant est fixé à l'arrière de la ceinture abdominale et est facilement amovible/remplaçable. La ceinture abdominale et de maintien pelvien Care'Save est fixée au sommier au moyen de deux serrures magnétiques.

- + Polyester, boucles et œillets en acier inoxydable
- + Tissu très confortable au toucher
- + Grande facilité d'utilisation grâce aux étiquettes intégrées
- + Coutures renforcées
- + Tissu ignifuge
- + Désinfection thermique et chimique possible
- + Adaptable au niveau de protection souhaité

3 serrures et 2 clés sont nécessaires pour cette ceinture (non inclus)

## Description

Référence	Description
CSBGBS	Care'Save Ceinture abdominale et pelvienne au lit - Small - 45-85 cm Clés (2) et serrures (3) exclues
CSBGBM	Care'Save Ceinture abdominale et pelvienne au lit - Medium - 70-118 cm - Clés (2) et serrures (3) exclues
CSBGBL	Care'Save Ceinture abdominale et pelvienne au lit - Large - 94-158 cm Clés (2) et serrures (3) exclues
CSMSLOT	Care'Save serrure magnétique - vert
CSMSLEUT	Care'Save clé magnétique - vert

## Caractéristiques

- Textiles traités 'Feu Retardant'. - Lavable à 90 °C et désinfection au chlore - Disponible avec une fermeture magnétique ou mécanique - Les fermetures sont faciles à ouvrir - Fabriqué en polyester, très résistant aux souillures, reste souple. - Textile rassurant par une perception douce à toucher. - Des marquages avec modèle et taille intégrés pour un usage facilité. - Boucles et œillets inoxydables.

## Accessoires



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

[info@metra.be](mailto:info@metra.be)

[www.metra.be](http://www.metra.be)