

Ce harnais doit toujours être utilisé avec la ceinture abdominale et de maintien pelvien Care'Save. Le harnais de poitrine fait en sorte que le patient ne puisse pas glisser vers le bas du lit. L'utilisation de la rallonge universelle comme bandoulière empêche le patient de s'asseoir.

- + Polyester, boucles et œillets en acier inoxydable
- + Tissu très confortable au toucher
- + Grande facilité d'utilisation grâce aux étiquettes intégrées
- + Coutures renforcées
- + Tissu ignifuge
- + Désinfection thermique et chimique possible
- + Adaptable au niveau de protection souhaité
- + Peut être désinfecté au chlore

1 serrure est nécessaires pour cette ceinture (non inclus).

## Description

### Référence

CSTGB

### Description

Care'Save Harnais thoracique, utilisable uniquement avec la Ceinture abdominale et pelvienne Care'Save susmentionnée - 20-50 cm

