

Ice Power Cold/Hot Pack évite et réduit le gonflement en cas de blessures dans les tissus mous. – effet analgésique – pack de gel réutilisable qui se garde au froid dans un frigo ou un congélateur – reste souple jusqu'à -27°C. – s'adapte parfaitement à la forme des parties du corps pour garantir un contact maximal avec la peau. – le contenu du Cold/Hot pack IcePower reste réparti de façon homogène, même après sa mise en place. – pour un résultat optimal, garder la compresse froide de gel pendant 10 à 15 minutes sur la partie du corps concernée. Toujours emballer la compresse de glace dans une serviette pour éviter les engelures. – réchauffer dans un bain d'eau chaude ou dans un four à micro-ondes pour l'utiliser comme une bouillotte. Poursuivre le traitement avec le gel refroidissant Ice Power. Ne jamais appliquer de chaleur sur une inflammation.

Description

Référence

IPCHP

Description

Ice Power, Cold/Hot Pack 29x12 cm, boîte CNK1640-374 réutilisable

Caractéristiques

Ice Power Cold / Hot Pack Ingredients: Aqua, Propylene Glycol, Carbomer Crosspolymer, TEA, CI Food Blue 5.

