Sangle de transfert FlexiMove



FlexiMove a différents domaines d'application. Par exemple, comme moyen de soutien lorsqu'une personne a besoin d'être aidée à se lever d'un lit ou d'une chaise, ou se redresser dans le lit, ou lors du transfert vers un fauteuil roulant - dans ce cas souvent en combinaison avec une planche de transfert.

Description

Référence Description

TBFMF6020 Ceinture de transfert FlexiMove Mini, plolyestre velours, 4 poignées TBFMN6020 Ceinture de transfert FlexiMove Mini, nylon hydrofuge, 4 poignées

Caractéristiques

Lavable à 60°C 60 x 20 cm Max. 150 kg





Jan Samijnstraat 25 905

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be