

FlexiMove a différents domaines d'application. Par exemple, comme moyen de soutien lorsqu'une personne a besoin d'être aidée à se lever d'un lit ou d'une chaise, ou se redresser dans le lit, ou lors du transfert vers un fauteuil roulant – dans ce cas souvent en combinaison avec une planche de transfert.

Description

Référence

TBFMF6020

TBFMN6020

Description

Ceinture de transfert FlexiMove Mini, polystre velours, 4 poignées

Ceinture de transfert FlexiMove Mini, nylon hydrofuge, 4 poignées

Caractéristiques

Lavable à 60°C

60 x 20 cm

Max. 150 kg

