

OneManSling maakt het mogelijk om met één persoon een patiënt hoger in bed te krijgen. Bevestig de OneManSling aan de bovenzijde van het bed door middel van de lus en positioneer met minimale inspanning de patiënt hoger in het bed. Om wrijving te beperken, gebruikt men de OneManSling best in combinatie met een glijdlaken.

- + Hulp bij het hoger plaatsen in bed
- + Hulp bij het in- en uitdraaien van de benen uit bed
- + Max 150 kg

Omschrijving

Referentie

OMS

Omschrijving

Transfergordel OneManSling, 300 x 7,5 cm (lengte x breedte)

