

Het Care'Save borstharnas zorgt ervoor dat de patiënt niet naar voor valt. Deze verhindert ook dat de patiënt uit de Care'Save Buik- en bekkengordel kan kruipen. Deze gordel is enkel te gebruiken in combinatie met de Care'Save Buik-en bekkengordel.

- + Polyester, gespen en ogen in inox
- + Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
- + Gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
- + Met versterkte naden
- + Brandvertragend weefsel
- + Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
- + Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
- + Desinfecteerbaar met chloor

Sloten en sleutel van de Care'Save Buik- en bekkengordel kunnen gebruikt worden.

Omschrijving

Referentie

CSTGS


Omschrijving

Care'Save Borstharnas, enkel bruikbaar op Care'Save Buik- en bekkengordel voor stoel (20-50 cm)

Specificaties

Wasbaar op 90°C

Toebehoren



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be