

De HighBackSling is voor de zorgverlener gemakkelijk aan te brengen en geeft de patiënt een gevoel van veiligheid. De band heeft beensecties zodat de patiënt niet op de tilband zit. In plaats daarvan biedt de tilband steun van het staartbeentje tot aan het hoofd en onder de benen. HighBackSling is bedoeld voor situaties waarin extra ondersteuning nodig is en kan worden gebruikt voor het tillen vanuit een liggende positie op de vloer.

De band is leverbaar in POLYESTER of NETSTOF

De HighBackSling voor toilet is een tilband die makkelijk aangebracht kan worden, en het makkelijker maakt voor de zorgverlener om te aan- en uitkleden van de gebruiker bij toiletbezoeken. HighBackSling toilet is ontworpen voor gebruikers die veel extra steun nodig hebben, ook voor het hoofd.

HighBackSling toilet is verkrijgbaar in meerdere maten, allemaal voor gebruikers met een maximale gebruikersgewicht tot en met 300 kg.

- + Gescheiden beensteunen; gemakkelijk voor de zorgverlener bij het aanbrengen en verwijderen van de tilband, de gebruiker zit niet op de tilband.
- + High back; de gebruiker wordt ondersteund achter de rug, achter het hoofd, rond het bovenlijf en onder de benen.
- + Rechtop zittend houding.
- + Voor gebruikers die extra veel steun nodig hebben, ook voor het hoofd, en met een bepaalde tonus.
- + Een riem met gesp geeft de gebruiker een extra gevoel van veiligheid.
- + Maximale gebruiksgewicht (SWL) 300 kg.

Omschrijving

Referentie

PL4080000

PL4082000

PL4370400

Omschrijving

HighBackSling POLYESTER (XXS tot XXL) voor 2-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, met lussen, max. 300 kg

HighBackSling NETSTOF (XXS tot XXL) voor 2-puntsjukken, polyester, versterkte hoofdsteun met 2 baleinen, met lussen, max. 300 kg

Tilband toilet, HighBack, lussen 2p XXS > XXL



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be