

FlexiMove kent verschillende toepassingsgebieden: bijvoorbeeld als ondersteuningsmiddel wanneer iemand geholpen moet worden om op te staan van bed of stoel, als er hogerop in bed geplaatst moet worden, of bij het verplaatsen naar en van een rolstoel – in dat geval vaak in combinatie met een glijplank.

Omschrijving

Referentie

TBFMF6020

TBFMN6020

Omschrijving

Transferband FlexiMove Mini, polyester fluweel, 4 handgrepen

Transferband FlexiMove Mini, waterafstotende nylon, 4 handgrepen

Specificaties

Wassen op 60°C

60 x 20 cm

Max. 150 kg

