

Alpha Flexi Board Oval wordt gebruikt om gebruikers te verplaatsen en te herpositioneren. Het glijbord heeft aan beide zijden een lage wrijving en egaliseert onstabiele oppervlakken, wat de zachte ondergrond ten goede komt en bewegingen vergemakkelijkt. Alpha Flexi Board Oval wordt gebruikt bij het weer in een (rol)stoel stappen, kleine herpositionering en bij het aanbrengen van tilbanden.

De ovale vorm van het schuifbord samen met het dunne wrijvingsarme materiaal maakt het mogelijk om het bord gemakkelijk en soepel te plaatsen en te verwijderen. De handgrepen zijn ergonomisch ontworpen en zorgen ervoor dat de zorgverlener een goede grip krijgt tijdens gebruik en beweging.

Omschrijving

Referentie

TPPM4620

Omschrijving

Transferplank Flexi Board Oval (paar), 46 x 20 cm

Specificaties

46 x 20 cm

