

Dit glijlaken bestaat uit 2 delen: het bovenste deel is gemoltoneerd (met voering), het onderste deel is glijdend en wordt vastgemaakt aan de matras. De 4WayGlide blijft in bed onder de patiënt, het steeds plaatsen, wegnemen en herplaatsen is dus niet nodig.

- + Combinatie van zachtheid en uitstekend glijdvermogen
- + Geschikt voor zwaarlijvige patiënten
- + Geschikt voor patiënten met drukplekken
- + Hogerop brengen, wisselhouding of een transfer in en uit het bed
- + Bruikbaar op een decubitusmatras
- + Max 200 kg

Omschrijving

Referentie

4WGO

4WGOL

4WGBLL

4WGBL

4WGBLIN

4WG4309

4WG4317

Omschrijving

4WayGlide Nylonsheet (basislaken met hoekelastieken) Lock-systeem en antislip zijken, 205 x 85 cm

4WayGlide Nylonsheet (basislaken met hoekelastieken) Lock-systeem en antislip zijken, voor extra brede matras 100-120 cm, 205 x 110 cm

4WayGlide Mattress (treklaken) voor extra brede matras 100-120 cm, 200 x 180 cm

4WayGlide Mattress (treklaken), 210 x 140 cm

TwinSheet 4Glide Pad long (inco)(treklaken), 210 x 140 cm

Glijlaken 4Way standard set 1x 4WayGlide Nylonsheet basislaken (4WGO) 1x 4WayGlide Mattress treklaken (4WGBL)

Glijlaken 4Way inco set 1x 4WayGlide Nylonsheet basislaken (4WGO) 1x TwinSheet 4Glide Pad long (inco) (4WGBLIN)



