

De evacuatiemat laat een snelle en veilige evacuatie toe van bedlegerige personen. De evacuatiemat wordt onder de matras gelegd en blijft daar permanent liggen. Bij een evacuatie wordt de bedlegerige persoon m.b.v. 2 gordels op de matras vastgegespt zodanig dat de matras een beschermende cocon rond de patiënt vormt. De hulpverleners gebruiken de evacuatiegordels aan het voet- en het hoofdeinde van de evacuatiemat om de matras samen met de persoon te verplaatsen van het bed over de grond en de trappen tot hij/zij in veiligheid gebracht is.

## Omschrijving

### Referentie

EVACMS

EVACM

### Omschrijving

Evacuatiemat 200 x 87 x 0,4 cm, 1710g, wit PVC-gecoat polyester weefsel, met ventilatieopeningen, latexvrij Voor bedden L190 - 205 cm en B 80 - 100 cm

Evacuatiemat, 200 x 100 x 0,4 cm, 1920g, wit PVC-gecoat polyester weefsel, met ventilatieopeningen, latexvrij Voor bedden L 190-205 cm en B 100-140 cm

