

Deze transferplank is voorzien van een uitsparing voor het rolstoelwiel voor een betere positionering en stabiliteit. De Butterfly kan ook gebruikt worden in combinatie met een specifieke glijdmatt. Dit zorgt voor nog minder wrijving tussen persoon en transferplank bijvoorbeeld bij gebruik met de blote huid.

- + Ook voor autonoom gebruik (zonder externe hulp)
- + Eenvoudig te reinigen met zeepsop of ontsmettingsalcohol
- + Bord in glasvezel, glijdmatt polyamide/polyester
- + Max 250 kg

Omschrijving

Referentie

TPB

TPBVM

Omschrijving

Transferplank Butterfly, 66 x 32 cm

Glijdmatt voor transferplank Butterfly, 47,5 x 25 cm

