

Deze gordel wordt gebruikt om de patiënt op een stoel, zetel of rolstoel te positioneren. Zorgt ervoor dat de patiënt niet naar voor valt of onderuitglijdt. De Care'Save buik- en bekkengordel wordt rond de patiënt geplaatst en langs de voorkant gesloten met een magnetisch slot. Het bekkenstuk is aan de achterzijde van de buikgordel ingevlochten en gemakkelijk verwijderbaar/vervangbaar. De Care'Save Buik-en bekkengordel wordt rond de rugleuning vastgemaakt door middel van 1 magnetisch slot.

- + Polyester, gespen en ogen in inox
- + Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
- + Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
- + Met versterkte naden
- + Brandvertragend weefsel
- + Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
- + Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
- + Beschikbaar in verschillende maten
- + Desinfecteerbaar met chloor

2 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

Omschrijving

Referentie

CSBGSS

CSBGSM

CSBGSL

CSMSLOT

CSMSLEUT

Omschrijving

Care'Save Buik- en bekkengordel Small - 45-85 cm Zittend gebruik - Sloten en sleutels niet inbegrepen

Care'Save Buik- en bekkengordel M 70-118 cm Zittend gebruik

Care'Save Buik- en bekkengordel Large - 94-158 cm Zittend gebruik - Sloten (2) en sleutels (1) niet inbegrepen

Care'Save magnetisch slot

Care'Save magnetische sleutel

Specificaties

- Gemaakt uit brandvertragend textiel.
- Wasbaar op 90°C en desinfecteerbaar met chloor.
- Verkrijgbaar met magnetische en mechanische sluiting.
- Sluitingen zijn vlot te openen.
- Vervaardigd uit polyester, hierdoor zeer resistent tegen vuil en blijvend soepel.
- Comfortabel aanvoelend weefsel langs de binnenkant.
- Geïntegreerde etiketten met model en maat zorgen voor verhoogd gebruiksgemak
- Gespen en ogen in inox.

Toebehoren

