

Deze gordel wordt bevestigd over de matras en aan het bedframe vastgemaakt dmv 2 magnetische sloten. Hierop kan de Care'Save Universele Pols- en enkelgordel bevestigd worden. Om te verhinderen dat de patiënt de Care'Save dwarsgordel naar boven trekt kan deze extra vastgemaakt worden met een Care'Save Universeel verlengstuk.

2 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

Omschrijving

Referentie

A1EGB

CSDGB

CSMSLOT

CSMSLEUT

Omschrijving

Enkelgordel velcro en gesp / stuk

Care'Save Dwarsgordel voor CSPEGB excl. Sloten 2 sloten/1 sleutel per gordel vereist (niet inbegrepen)

Care'Save magnetisch slot

Care'Save magnetische sleutel

Specificaties

- Gemaakt van recycleerbaar polypropyleen. - Binnenkant is voorzien van een zachte padding, wat voor extra comfort zorgt. - Wasbaar op 35 °C.

