

Deze gordel wordt gebruikt om pols of enkel aan het bedframe vast te maken. Afhankelijk van de manier van aanbrengen, is er meer of minder bewegingsvrijheid mogelijk. Bij polsfixatie kan deze gordel ook aan de Care'Save Buik- en bekkengordel vastgemaakt worden. Het gebruik van de dwarsgordel aan bed laat een alternatieve manier van enkelfixatie toe.

Om de dwarsgordel aan bed beter te immobiliseren, kan het universeel verlengstuk gebruikt worden. De combinatie van de velcrosluiting, gesp en veiligheidsslot zorgt voor een extra veiligheid.

- + Polyester, gespen en ogen in inox
- + Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
- + Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
- + Met versterkte naden
- + Brandvertragend weefsel
- + Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
- + Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
- + Desinfecteerbaar met chloor

2 sloten en 1 sleutel vereist voor deze gordel (niet inbegrepen)

## Omschrijving

### Referentie

CSPGB

CSPEGB

CSDGB

CSMSLOT

CSMSLEUT

### Omschrijving

Care'Save Polsgordel Buik-en bekkengordel / paar excl. sloten/sleutel (10-30 cm) 2 sloten/1 sleutel per gordel vereist

Care'Save Universele Pols-en enkelgordel aan bedframe of dwarsgordel/paar (5-40 cm) 2 sloten/1 sleutel per gordel vereist (niet inbegrepen)

Care'Save Dwarsgordel voor CSPEGB excl. Sloten 2 sloten/1 sleutel per gordel vereist (niet inbegrepen)


Care'Save magnetisch slot

Care'Save magnetische sleutel

## Specificaties

Wasbaar op 90°C

## Toebehoren



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

[info@metra.be](mailto:info@metra.be)

[www.metra.be](http://www.metra.be)