

Deze Buik- en bekkengordel zorgt ervoor dat de patiënt niet uit het bed of naar beneden kan bewegen in bed. Deze gordel bestaat uit een brede buikgordel en een extra stuk tussen de benen die langs de voorkant vastgemaakt wordt met een magnetisch slot rondom de patiënt. Het bekkenstuk is aan de achterzijde van de buikgordel ingevlochten en gemakkelijk verwijderbaar/vervangbaar.

De Care'Save Buik- en bekkengordel wordt aan het bedframe vastgemaakt door middel van magnetische sloten.

- + Polyester, gespen en ogen in inox
- + Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
- + Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
- + Met versterkte naden
- + Brandvertragend weefsel
- + Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
- + Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau 3 sloten en 2 sleutels vereist voor deze gordel (niet inbegrepen).

Omschrijving

Referentie

CSBGBS

CSBGBM

CSBGBL

CSMSLOT

CSMSLEUT

Omschrijving

Care'Save Buik- en bekkengordel S 45-85 cm liggend gebruik 3 sloten/2 sleutels per gordel vereist

Care'Save Buik- en bekkengordel M 70-118 cm liggend gebruik 3 sloten/2 sleutels per gordel vereist (niet inbegrepen)

Care'Save Buik- en bekkengordel L 94-158 cm Liggend gebruik 3 sloten/2 sleutels per gordel vereist (niet inbegrepen)

Care'Save magnetisch slot

Care'Save magnetische sleutel

Specificaties

Wasbaar op 90°C

Toebehoren



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be