

Deze gordel is steeds te gebruiken in combinatie met de Care'Save Buik- en bekkengordel. Het Borstharnas zorgt ervoor dat de patiënt niet naar boven kan bewegen in bed. Bijkomend gebruik van het universeel verlengstuk als schouderband verhindert dat de patiënt rechtop komt te zitten.

- + Polyester, gespen en ogen in inox
- + Zeer comfortabel aanvoelend weefsel
- + Groot gebruiksgemak dankzij geïntegreerde labels
- + Met versterkte naden + Brandvertragend weefsel
- + Thermisch en chemische desinfectie mogelijk
- + Aanpasbaar aan het gewenste beschermingsniveau
- + Desinfecteerbaar met chloor

1 slot vereist voor deze gordel (niet inbegrepen)

Omschrijving

Referentie

CSTGB

Omschrijving

Care'Save Borstharnas, enkel bruikbaar op Care'Save Buik- en bekkengordel voor bed (20-50 cm)

Specificaties

Wasbaar op 90°C

