

Ice Power cold/hot pack vermijdt en vermindert zwelling en infectie bij zachte weefselkwetsuren.

- pijnstillend effect.
- herbruikbaar gel pack dat kan gekoeld worden in frigo of diepvriezer.
- blijft soepel, zelfs tot -27°C.
- volgt gemakkelijk de vorm van de lichaamsdelen waardoor maximaal huidcontact gegarandeerd is.
- inhoud van cold/hot pack blijft homogeen verdeeld ook na aanbrengen.
- voor het beste resultaat het gekoelde gel pack 10-15 minuten aanbrengen op het gekwetste lichaamsdeel. Steeds een handdoek of dergelijke tussen ijspak en huid leggen zodat frostbite vermeden worden
- kan in warmwaterbad of in microgolfoven opgewarmd worden om te gebruiken als warmwaterkruik.

Nabehandeling met Ice Power koudgel. Gebruik nooit warmtetherapie bij ontstekingsgerelateerde pijn.

Omschrijving

Referentie

IPCHP

Omschrijving

Ice Power, Cold/Hot Pack 29x12 cm in doosje CNK1640-374 herbruikbaar

Specificaties

Ice Power Cold / Hot Pack

Ingredients: Aqua, Propylene Glycol, Carbomer Crosspolymer, TEA, CI Food Blue 5.

