

FlexiMove is voornamelijk bedoeld voor het zijwaarts en omhoog positioneren in bed. In dit soort situaties is trekken makkelijker dan tillen en met de gladde onderkant van de FlexiMove kan de zorgvrager eenvoudig in de gewenste richting getrokken worden. Als het tillen niet vermeden kan worden, kan FlexiMove gebruikt worden voor zowel zittende als voor liggende transfers.

## Omschrijving

### Referentie

FM53110

FM53150

### Omschrijving

Transfermatras FlexiMove 4 handgrepen, 112 x 53 cm

Transfermatras FlexiMove 6 handgrepen, 152 x 53 cm

## Specificaties

Wassen op 80°C

