

EasyGlide voor verplaatsingen van rolstoel naar bed, toilet, autostoel en allerlei andere zitposities. Uitstekend geschikt voor het opheffen van hoogteverschillen en het overbruggen van korte afstanden.

EasyGlide Mini worden per paar gebruikt om het voor de zorgvrager makkelijker te maken verder achterin de stoel te kunnen zitten. De kleinere omvang maakt het makkelijker om de glijplanken onder het zitvlak van de zorgvrager te plaatsen. Door de verlaagde wrijving onder het zitvlak kan de zorgvrager zelfstandig, of met hulp, achterin de stoel geholpen worden.

EasyGlide Oval is een ovale glijplank die wordt gebruikt voor liggende transfers van bed naar bed, maar ook voor het hoger op in bed positioneren. EasyGlide Oval leent zich ook uitstekend voor het aanbrengen van tilbanden in bed of in de stoel en is eenvoudig te reinigen

Omschrijving

Referentie

TPEG6033
TPEG7533
TPEG6025
TPEG4520
TPEGMINI
TPEG8539

Omschrijving

Transferplank EasyGlide 3-delig (stuk), 60 x 33 cm
Transferplank Easyglide 3-delig (stuk), 75 x 33 cm
Transferplank EasyGlide (stuk), 60 x 25 cm
Transferplank EasyGlide (stuk), 45 x 20 cm
Transferplank EasyGlide Mini (paar), 45 x 20 cm
Transferplank Easyglide Oval (stuk), 85 x 39 cm

