

## Productfiche

### Mobiele badliften



Dankzij een badlift kan u ook bewoners of patiënten die moeilijk te been zijn, het genot bieden van een heerlijk bad. In functie van de fysische en mentale mogelijkheden van de betrokken persoon, kan u hem of haar liggend of zittend transferen in en uit het bad. De stoel of stretcher biedt daarbij ook in het bad de juiste ondersteuning aan de bewoner of patiënt.

Onze veelzijdige, elektrische badliften garanderen een heel veilige, comfortabele, zittende of liggende transfer in en uit elk bad. De grote zwenkwielen en het slim ontworpen onderstel garanderen grote stabiliteit en je kan er tot vlakbij elk bad of bed aanrijden. De stoel heeft een groot bereik qua hoogte, zodat de gebruikers veilig en gemakkelijk kunnen opgetild worden.

- TR 9650 met stretcher, voor een veilige liggende transfer en badmoment
- TR 9650 met stoel, voor een veilige zittende transfer en badmoment
- TR 9650 Combi, kan uitgerust worden met stoel of stretcher in functie van de fysische en mentale mogelijkheden van bewoner of patiënt.

### Accessoires TR 9650



### Referenties:

Referentie	Omschrijving
TR96AD60	TR9650, verlengadapter + 60 mm
TR96AD80	TR9650, verlengadapter + 80 mm
TR96IW	TR9650, geïntegreerde weegschaal
TR96HB	TR9650, handbedieningskit
TR96H52	TR9650, verhoogd chassis met 52 mm