

Le matelas d'évacuation permet une évacuation rapide et sûre des personnes alitées. Il est placé sous le matelas d'un lit et y reste en permanence. En cas d'évacuation d'une personne alitée, les 2 sangles sur le matelas seront bouclées de manière que le matelas du lit forme un cocon protecteur autour du patient. Les secouristes utilisent les ceintures d'évacuation aux deux extrémités du matelas d'évacuation pour déplacer le patient en position allongée du lit au sol et dans les escaliers jusqu'à ce qu'il soit en sécurité.

Description

Référence

EVACM

Description

Alaise d'évacuation 200 x 100 x 0,4 cm, 1920g, blanche Tissu polyester enduit de PVC, avec ouvertures d'aération Pour des lits Lo 190 - 205 cm et La 100 - 140 cm

EVACMS

Alaise d'évacuation 200 x 87 x 0,4 cm, 1710g ,blanche Tissu polyester enduit de PVC, avec ouvertures d'aération, sans latex Pour des lits Lo 190 - 205 cm et La 80 - 100 cm

