

Drap de transfert en 2 parties WendyLett

WendyLett est destiné aux utilisateurs ayant des difficultés à se retourner au lit. La partie centrale lisse et soyeuse permet de tourner avec un minimum d'effort. Grâce au matériau antidérapant des deux côtés du drap, le glissement latéral est facilité sans risque de glisser du lit. Le matériau empêche également le patient de glisser dans son lit.

La famille WendyLett se compose de trois draps WendyLett différents. WendyLett est un drap de transfert en satin et un drap de dessous à combiner avec WendyLett2Way, un drap de tirage à glisser latéralement ou WendyLett4Way, un drap de transfert pour un positionnement multidirectionnel.

Description

Référence	Description
WL1614	WendyLett Base Sheet (drap de base) 140 x 200 cm
WL1641	WendyLett Fitted (drap-housse à élastique) Base Sheet, 200 x 90 cm
WL1637	WendyLett 4 Way Draw Sheet (alèse) 140 x 200 cm
WL1647	WendyLett 4 Way Draw Sheet (alèse) 200 x 200 cm
WL1657	WendyLett 4 Way Draw Sheet (alèse) avec 7 poignées, 140 x 190 cm
WLSET1	WendyLett SET 1 WendyLett Fitted Base Sheet 200x90 cm (WL1641) + WendyMett 4 Way Draw Sheet 200x200 cm (WL1647)
WLSET2	WendyLett SET 2 WendyLett Base Sheet 140x200 cm (WL1614) WendyLett 4 Way Draw Sheet 140x200 cm (WL1637)

