

La fixation abdominale se place autour du ventre du patient et du dossier de la chaise/du fauteuil. Elle permet d'éviter que le patient assis ne se mette en position debout, tout en conservant une certaine liberté de mouvement.

- + Tissu laminé antitranspirant
- + Fermeture à l'arrière du dossier par boucle à clips ou serrure magnétique
- + S'adapte facilement à la morphologie de l'utilisateur
- + Disponibles en différentes tailles

Description

Référence	Description
ADGM1/M	Fixation abdominal à boucle à clips (12,5 x 40 cm) M
ADGM1/L	Fixation abdo. clips (12,5 x 56 cm) boucle à clips
ADGM2/L	Fixation abdominale boucle(16,5 x 56 cm) L boucle à clips
ADGMM/M	Fixation abdominale avec serrure magnétique (12,5 x 40 cm) M (1 serrure/1 clé)
ADGMM/L	Fixation abdom. ser. magn. (16,5 x 56 cm) L 1 fermeture et 1 clé magnétique
ASTGPH/M	Fixation abdominale velcro/boucle devant M 3 dents à l'arrière
ASTGPH/L	Fixation abdominale velcro/boucle devant L
ASTGMPM/M	Fixation abdominale serrure magn. avant M avec 2 fermetures et 1 clé magnétique, 60 -100 cm
ASTGMPM/L	Fixation abdominale Guardy© serrure magn. avant L avec 1 fermeture et 1 clé magnétique 100 - 140 cm

