

Gilet de fixation et gilet de fixation du bassin



Apporte un soutien en position assise. Le gilet de fixation du bassin se base sur le gilet de fixation et forme une « culotte » avec la sangle supplémentaire entre les jambes. Cela empêche le patient de glisser vers le bas de sa chaise/ son fauteuil.

- + Tissu ouaté ou maille polyamide (matière respirante)
- + Fermeture à l'arrière du dossier par boucle à clips ou serrure magnétique
- + Avec ou sans partie pelvienne
- + Version plus échancrée disponible (low-cut)
- + Disponibles en différentes tailles

Description

Référence

ADFV/M

ADFV/L

ADFVM/M

ADFVM/L

ADFVA/M

ADFVA/L

ADFVB/M

ADFVB/L

ADFVBM/M

ADFVBM/L

ADFVBL/M

ADFVBL/L

Description

Gilet de fixation matelassé avec boucle à clips - 60-95 cm / M

V Gilet de fixation matelassé avec boucle à clips - 90 - 135 cm / L

Gilet de fixation matelassé avec serrure magnétique (2 serrures/1 clé) - 60-95 cm / M

Gilet de fixation matelassé avec serrure magnétique (2 serrures/1 clé) - 90 - 135 cm / L

Gilet de fixation en maille polyamide avec boucle à clips - 60-95 cm / M

Gilet de fixation en maille polyamide avec boucle à clips - 90 - 135 cm / L

Gilet de fixation du bassin avec boucle à clips - 60-95 cm / M


Gilet de fixation du bassin avec boucle à clips - 90 - 135 cm / L

Gilet de fixation du bassin avec serrure magnétique (2 serrures/1 clé) - 60-95 cm / M

Gilet de fixation du bassin avec serrure magnétique (2 serrures/1 clé) - 90 - 135 cm / L

Gilet de fixation low cut 60-95 cm / M

Gilet de fixation low cut - 90 - 135 cm / L



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be