

Une ceinture avec boucle à œillet de 112 cm de long peut être placée sur le harnais Care'Save pour empêcher le patient de s'asseoir ou pour éviter que la ceinture transversale Care'Save ne glisse dans le lit.

2 serrures et 1 clé sont nécessaires pour cette ceinture (non inclus).

## Description

### Référence

CSUVB

### Description

Care'Save Rallonge universelle - 112 cm

## Caractéristiques

- Textiles traités 'Feu Retardant'.
- Lavable à 90 °C et désinfection au chlore.
- Disponible avec une fermeture magnétique ou mécanique.
- Les fermetures sont faciles à ouvrir.
- Fabriqué en polyester, très résistant aux souillures, reste souple.
- Textile rassurant par une perception douce à toucher.
- Des marquages avec modèle et taille intégrés pour un usage facilité.
- Boucles et œilletons inoxydables.

## Accessoires

